

Поликлональные Антитела Кролика Против Прионного Белка (Cd230/Prpc) Для Wb, Elisa - P04156

Артикул: CM0028380



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого прионного белка (PrP, CD230), валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реакцией на мышь. Подходят для исследований прионных заболеваний и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против прионного белка
Примечания/Псевдонимы	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Прионный белок
Вид	Человек
GeneID	5621
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-230 человеческого прионного белка (NP_001073592.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P04156
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом