

Моноклональное Антитело Против Белка Приона Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P04156

Артикул: CM0008615



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого белка приона (P04156). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований прионных болезней и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Белок приона (Prion Protein), кроличье мАб
Примечания/Псевдонимы	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Белок приона
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5621
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 154-253 человеческого белка приона (P04156).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P04156
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом