

Поликлональные Антитела К Белку Приона Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04156

Артикул: CM0024107



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка приона (PRNP). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Полезны для исследований прионных болезней, нейронального развития и гомеостаза железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Prion Protein Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5621
GeneID	5621
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-230 человеческого белка приона (NP_001073592.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04156
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	В ледяном пакете