

Кроличья Поликлональная Антитело Против Прионного Белка Для Wb, Elisa - P04156

Артикул: CM0023536



введение

Провалидированное КО кроличье поликлональное антитело против человеческого прионного белка (PRNP, P04156). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований нейродегенерации и биологии прионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Провалидированное КО] Прионный белок кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
Вид	Человек
ID гена (человек)	5621
ID гена	5621
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 23-230 человеческого прионного белка (NP_001073592.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04156
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовая упаковка