

Моноклональное Антитело Против Anti-Prk2/Pkn2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16513

Артикул: CM0002768



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PRK2/PKN2 (PKN gamma), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, динамики цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5586
GeneID	5586
Иммуногенный белок	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16513
Молекулярный вес белка	112кДа
Доставка	Сумка со льдом