

Кроличыи Поликлональные Антитела К Prk2/Pkn2 Для Wb И Elisa - Q16513

Артикул: CM0022209



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку PRK2/PKN2 человека, валидированные для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Подходят для исследования Rho/Rac-сигнальных путей, прогрессии клеточного цикла и динамики актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к PRK2/PKN2
Примечания/Синонимы	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5586
GeneID	5586
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16513
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом