

Анти-Prkab2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Артикул: CM0025051



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PRKAB2 (бета-2 субъединица AMPK). Валидированы для применения в WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеальны для исследований метаболизма и энергетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKAB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PRKAB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5565
GeneID	5565
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-272 человеческого PRKAB2 (NP_005390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43741
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом