

Кроличья Поликлональная Антитела Против Prkacg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P22612

Артикул: CM0024888

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PRKACG, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований сигналинга цАМФ-зависимой киназы и исследований яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKACG Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5568
ID гена	5568
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-351 человеческого PRKACG (NP_002723.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22612
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом