


Кроличья Поликлональная Антитело Против Prkag1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P54619

Артикул: CM0028303



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого PRKAG1 (гамма-1 субъединица AMPK). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Подходит для исследований энергетического метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKAG1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AMPKG; PRKAG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5571
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-331 человеческого PRKAG1 (NP_002724.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54619
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент