

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Prkag3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Ugi9

Артикул: CM0017987

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PRKAG3 (гамма-3 субъединица АМПК) для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточного энергетического метаболизма и регуляции энергетического обмена в мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKAG3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
Вид	Человек
GeneID (человек)	53632
GeneID	53632
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–70 человеческого PRKAG3 (NP_059127.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UGI9
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом