

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Prkar2B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Артикул: CM0002559

введение

Кроличий моноклональный антитело против PRKAR2B, регуляторной субъединицы цАМФ-зависимой протеинкиназы типа II-бета. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на человека, мышь, крысу. Идеально подходит для изучения сигнальных путей цАМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKAR2B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5577
GeneID	5577
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 319-418 человеческого PRKAR2B (P31323).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31323
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом