

Кроличыи Поликлональные Антитела К Prkcdbp (Cavin-3) Для Вб, Ифа - Q969G5

Артикул: CM0020684

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PRKCDBP (Cavin-3/SRBC), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с крысой. Подходят для исследования динамики кавеол и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKCDBP кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
Вид	Человек
ID гена (человек)	112464
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-160 человеческого PRKCDBP (NP_659477.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q969G5
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет