

## Кроличьи Поликлональные Антитела К Prkcq (Npkc-Theta) Для Wb, Elisa - Q04759

Артикул: CM0030323



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PRKCQ (nPKC-theta) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Подходят для исследований передачи сигналов Т-клеточного рецептора и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PRKCQ Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Примечания/Синонимы       | PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ                                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 5588                                                                                                                                                    |
| GeneID                    | 5588                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого PRKCQ (NP_006248.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q04759                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 82 кДа                                                                                                                                                  |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                                          |