

Поликлональное Антитело Против PrkcsH Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14314

Артикул: CM0029663



введение

Это кроличье поликлональное антитело реагирует с PRKCSH человека, мыши и крысы (бета-субъединица гликозидазы 2) и валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований обработки гликопротеинов и поликистозной болезни почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKCSH кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Вид	Человек
GeneID	5589
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 130-275 PRKCSH человека (P14314)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14314
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Ледяной пакет