


Поликлональные Кроличьи Антитела К Anti-Prkd3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 094806

Артикул: CM0028057



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PRKD3 (серин/треонин-протеинкиназа D3, EPK2, PRKCN), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для исследований диацилглицероловой сигнализации и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKD3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
Вид	Человек
GeneID	23683
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого PRKD3 (NP_005804.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	094806
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом