


Поликлональное Антитело Против Prkg1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13976

Артикул: CM0028855



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PRKG1 (сGMP-зависимая протеинкиназа 1), пригодное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Важно для исследований NO/сGMP сигналинга в гладких мышцах, тромбоцитах и исследованиях ЦНС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKG1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PKG; CGK; AAT8; PKG1; CGK1; CGKI; CGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; CGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5592
ID гена	5592
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PRKG1 (NP_006249.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13976
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	В сумке со льдом