

## Поликлональное Антитело Anti-Prkg2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Артикул: CM0020802



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PRKG2 (cGKII), валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований кишечной секреции, роста костей и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PRKG2 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 5593                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого PRKG2 (NP_006250.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q13237                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 87 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |