

Анти-Prkra/Pact Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - O75569

Артикул: CM0028770



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PRKRA/PACT, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают полосу ~34 кДа и перекрестно реагируют с мышью. Подходят для изучения активации PKR, РНК-интерференции и путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRKRA/PACT кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8575
GeneID	8575
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 человеческого PRKRA/PACT (NP_003681.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O75569
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом