


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Prkrip1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H875

Артикул: CM0021636



введение

Поликлональное кроличье антитело к PRKRIP1 выявляет PRKRIP1 человека, мыши и крысы; валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. PRKRIP1 является важнейшим компонентом сплайсосомы, необходимым для сплайсинга пре-мРНК, что делает это антитело идеальным для исследований процессинга РНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PRKRIP1
Примечания/синонимы	C114; KRBOX3; PRKRIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	79706
GeneID	79706
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67–134 человеческого PRKRIP1 (NP_078929.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H875
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом