

Анти-Prl Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Артикул: CM0021436



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого пролактина (PRL, ~26 кДа). Валидированы для WB, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований лактации и молочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRL кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GHA1; PRL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5617
ID гена	5617
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-227 человеческого PRL (NP_001157030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01236
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом