

Анти-Prl/Пролактин, Кроличий Моноклональный Антитело Для IHC-P, Elisa - P01236

Артикул: CM0009900



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого пролактина, для применения в IHC-P и ELISA. Подходит для исследований лактации и гормонов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRL/Пролактин, кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GHA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5617
GeneID	5617
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01236
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом