

Кроличья Моноклональная Антитело К Prmt1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q99873

Артикул: CM0005347



введение

Кроличья моноклональная антитело к PRMT1, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает PRMT1 человека, мыши и крысы (42 кДа). Подходит для изучения метилирования аргинина, эпигенетической регуляции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRMT1 Кроличья моноклональная антитело
Примечания/Алиасы	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3276
ID гена	3276
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PRMT1 (Q99873).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99873
Масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-бокс