


## Анти-Prmt2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55345

Артикул: CM0023644



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PRMT2, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и трансдукции сигналов, включающих метилирование, опосредованное PRMT2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PRMT2 кроличья пАт                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | HRMT1L1; PRMT2                                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| ID гена                   | 3275                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-433 человеческого PRMT2 (NP_001526.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P55345                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 49кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |