


Моноклональное Антитело Против Prmt5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O14744

Артикул: CM0003919



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PRMT5, подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет PRMT5 человека, мыши и крысы (предсказанная масса 73 кДа). Идеально для исследований в области эпигенетики и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PRMT5
Примечания/Альтернативные названия	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10419
GeneID	10419
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PRMT5 (O14744)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14744
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом