


Поликлональное Антитело Против Prmt5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O14744

Артикул: CM0023441



введение

Кроличье pAb против PRMT5, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для изучения метилирования аргинина, регуляции хроматина и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PRMT5
Примечания/Альтернативные названия	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10419
ID гена	10419
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 538-637 человеческого белка PRMT5 (NP_006100.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14744
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом