


Поликлональное Кроличье Антитело Против Prmt5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14744

Артикул: CM0015493



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PRMT5 (O14744), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований метилирования аргинина, регуляции хроматина и сборки сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против PRMT5
Примечания/синонимы	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Вид	Человек
GeneID (человек)	10419
GeneID	10419
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого PRMT5 (NP_006100.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14744
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка со льдом