

Поликлональные Антитела Против Prmt6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q96La8

Артикул: CM0030492



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PRMT6 (HRMT1L6), подходящие для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Поддерживают исследования метилирования гистонов, транскрипционной репрессии и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] PRMT6 кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	HRMT1L6; T6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55170
ID гена	55170
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-375 человеческого PRMT6 (NP_060607.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96LA8
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете