


Анти-Prmt6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Артикул: CM0021237



введение

Поликлональное кроличье антитело к PRMT6, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий PRMT6, гистоновую аргининметилтрансферазу, участвующую в транскрипционной репрессии, репарации ДНК и сплайсинге РНК. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRMT6 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	HRMT1L6; PRMT6
Вид	Человек
GeneID (человек)	55170
GeneID	55170
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-375 человеческого PRMT6 (NP_0606077.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA8
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом