

Поликлональное Антитело Anti-Prmt7 Для Wb, Elisa - Q9Nvm4

Артикул: CM0015213

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PRMT7 (Q9NVM4). Валидировано для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения метилирования гистонов, сборки snRNP и геномного импринтинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело PRMT7
Примечания/синоним	SBIDDS; PRMT7
Вид	Человек
Идентификатор гена	54496 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 513–692 человеческого PRMT7 (NP_061896.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NVM4
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом