

Поликлональные Антитела Против Prmt7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvm4

Артикул: CM0022305

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PRMT7 (белковая аргинин N-метилтрансфераза 7) для WB, IHC-P, ELISA. Исследования регуляции хроматина, геномного импринтинга и сборки snRNP. Валидированы на образцах человека. 78 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRMT7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SBIDDS; PRMT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54496
ID гена	54496
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 513-692 человеческого PRMT7 (NP_061896.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVM4
Молекулярный вес белка	78 кДа
Доставка	Сумка со льдом