

Кроличье Моноклональное Антитело Против Prmt7 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Nvm4

Артикул: CM0003011

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PRMT7 (Q9NVM4).
Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения аргининового метилирования и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRMT7 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SBIDDS; PRMT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54496
ID гена	54496
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PRMT7 (Q9NVM4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVM4
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом