

Кроличья Поликлональная Антитело Против Prmt8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr22

Артикул: CM0019124



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PRMT8 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает PRMT8 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метилирования аргинина белков, регуляции хроматина и функций, специфичных для мозга. SWISS: Q9NR22.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRMT8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56341
GeneID	56341
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-380 человеческого PRMT8 (NP_062828.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR22
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	В ледяном пакете