


Кроличья Поликлональная Антитела Против Procr (Epcr) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Unn8

Артикул: CM0025427



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PROCR (эндотелиальный рецептор протеина C, EPCR), подходят для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным белком. Идеальны для исследований коагуляции и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PROCR Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10544
GeneID	10544
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 человеческого PROCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UNN8
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом