


Поликлональные Антитела Против Procr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Unn8

Артикул: CM0017702



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PROCR (рецептора белка С эндотелия). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследований свертывания крови и функции эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PROCR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Вид	Человек
GeneID (человек)	10544
GeneID	10544
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-209 человеческого PROCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNN8
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	В ледяном пакете