

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Prodh Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Игх (Ihc-P) И Ифа - O43272

Артикул: CM0005843

введение

CamelBio предлагает кроличьи моноклональные антитела против PRODH (O43272), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИП, ИГХ (ИHC-P) и ИФА, нацеленные на человеческую пролиндегидрогеназу 1. Подходят для изучения метаболизма пролина и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против PRODH
Примечания/Псевдонимы	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5625
GenelD	5625
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O43272
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	С ледяным пакетом