

Моноклональное Антитело Против Прознкефалина-А Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Elisa - P01210

Артикул: CM0006783



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого проэнкефалина-А (PENK). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований восприятия боли и опиоидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против проэнкефалина-А
Примечания/Альтернативные названия	PE; PENK-A; Прознкефалин-А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5179
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-267 человеческого PENK (NP_001129162.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на пермеабиллизированных клетках, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01210
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом