


Поликлональные Антитела Против Профилин-1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P07737

Артикул: CM0014516



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Профилин-1 (SWISS: P07737), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью, крысой и обезьяной. Профилин-1 регулирует динамику актина и структуру цитоскелета. Идеальны для исследований цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Profilin1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALS18; Profilin1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5216
ID гена	5216
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого Профилин-1 (NP_005013.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P07737
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом