


Анти-Профилин1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P07737

Артикул: CM0005744



введение

Профилин1 Кроличий Моноклональный Антитело для WB и ELISA, распознающее человеческий, мышинный, крысиный Профилин-1 (P07737). Валидировано для исследований цитоскелета и актин-связывания, идеально подходит для исследований нейродегенерации и БАС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Профилин1 Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ALS18; Профилин1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5216
ID гена	5216
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 61-140 человеческого PFN1 (P07737).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07737
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом