

Кроличья Поликлональная Антитело Против Прогастрин-Высвобождающего Пептида Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P07492

Артикул: CM0022497



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого прогастрин-высвобождающего пептида (GRP), расчетная молекулярная масса 16 кДа, для WB и ELISA; перекрестно реагирует с мышью. Подходит для исследований гастроинтестинальных гормонов и зудовой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Прогастрин-высвобождающий пептид, кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Прогастрин-высвобождающий пептид
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2922
GeneID	2922
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого прогастрин-высвобождающего пептида
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07492
Масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом