

Кроличья Поликлональная Антитело Против Прогестеронового Рецептора Для Wb, Ihc-P, Elisa — P06401

Артикул: CM0017355



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого прогестеронового рецептора (PR, NR3C3). Валидирована для применения в WB, IHC-P, ELISA; проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Прогестероновый рецептор, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	PR; NR3C3; Прогестероновый рецептор
Вид	Человек
ID гена (человек)	5241
ID гена	5241
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого прогестеронового рецептора (NP_000917.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06401
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	С ледяным пакетом