

Анти-Програнилин (Гранилин) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Артикул: CM0018065



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого програницина (границина), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Подходят для изучения воспаления, заживления ран и функции лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гранилин кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GER, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Гранилин
Вид	Человек
ID гена	2896
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-310 человеческого гранилина (NP_002078.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28799
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом