


Моноклональное Антитело К Prohibitin 2 (Phb2) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции, Иммунопреципитации, Elisa - Q99623

Артикул: CM0007858



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Prohibitin 2 (PHB2), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ELISA. Детектирует эндогенный PHB2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения функции митохондрий, транскрипционной регуляции и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Prohibitin 2 (PHB2) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Prohibitin 2 (PHB2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11331
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого Prohibitin 2 (Prohibitin 2 (PHB2)) (Q99623).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, иммунофлуоресценция, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99623
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом