


Кроличье Поликлональное Антитело Против Протестина 2 (Phb2) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q99623

Артикул: CM0027165



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Протестина 2 (PHB2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований функции митохондрий, транскрипционной регуляции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Протестина 2 (PHB2)
Примечания/Альтернативные названия	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Протестин 2 (PHB2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11331
ID гена	11331
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99623
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом