


Кроличье Моноклональное Антитело Против Прохибитина Для Вестерн-Блоттинга - P35232

Артикул: CM0002618



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Прохибитин (PHB, P35232). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует белок массой 30 кДа. Подходит для исследований митохондрий, клеточной сигнализации и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Прохибитину
Примечания/Альтернативные названия	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
Вид	Человек
GeneID	5245
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого Прохибитина (P35232)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35232
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом