


Кроличья Поликлональная Антитела Против Prohibitin Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Ифа - P35232

Артикул: CM0013003



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Prohibitin (PHB), валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным, крысиным, обезьяньим белками. Подходят для исследований митохондрий и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Prohibitin Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5245
ID гена	5245
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-272 человеческого Prohibitin (NP_002625.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P35232
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)