

## Поликлональное Кроличье Антитело К Профибину Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35232

Артикул: CM0014958



### введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого профибина (PHB), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальных, ядерных функций и функций плазматической мембраны профибина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Подробности                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к профибину                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, профибин                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 5245                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 5245                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-272 человеческого профибина (NP_002625.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | P35232                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 30 кДа                                                                                                                                 |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                         |