

Поликлональное Антитело Против Прокинетизина-2 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Hc23

Артикул: CM0028357

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому прокинетизину-2, валидированное для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований циркадных ритмов и желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PROK2 кроличье пКА
Примечания/Синонимы	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	60675
ID гена	60675
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20–129 человеческого PROK2 (NP_001119600.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HC23
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовый пакет