

Поликлональные Антитела К Белку, Индуцируемому Прولاктином (Pip), Для Иф/Ицх, Ифа - P12273

Артикул: CM0027896



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка, индуцируемого пролактином (PIP/GCDFP-15). Валидированы для ИФ/ИЦХ и ИФА. Распознают зрелый секретируемый гликопротеин массой 17 кДа. Перекрестная реакция с человеком. Для исследований рака молочной железы и экзокринных желез.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPIP4; BRST-2; GCDP15; GCDP-15; PIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5304
ID гена	5304
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-146 человеческого PIP (NP_002643.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12273
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом