

Моноклональное Антитело К Пролилгидроксилазе Phd1 (Egln2) Для Wb - Q96Ks0

Артикул: CM0009688



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому белку EGLN2 (PHD1/HIF-PH1), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения клеточного кислородного сенсинга, деградации HIF и путей, связанных с гипоксией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к пролилгидроксилазе PHD1 (EGLN2)
Примечания/Синонимы	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Пролілгидроксилаза PHD1 (EGLN2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	112398
ID гена	112398
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 пролилгидроксилазы PHD1 (EGLN2) человека (Q96Ks0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96Ks0
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом