

Поликлональное Антитело К Анти-Пролилгидроксилазе Phd1 (Egln2) Для Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Артикул: CM0024454



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на пролилгидроксилазу человека EGLN2 (PHD1/HIF-PH1).

Валидировано для WB, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований гипоксии и пути HIF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пролилгидроксилаза PHD1 (EGLN2) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Вид	Человек
GeneID	112398
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 пролилгидроксилазы человека PHD1 (EGLN2) (NP_444274.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KS0
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом